



8320 Babywaage Easy

! ACHTUNG / ATTENTION

DE Babys bewegen sich schnell und könnten von der Waage fallen. Um Verletzungen zu vermeiden, muss ein Erwachsener nahe genug sein, um das Baby festzuhalten. Bringen Sie das Baby sofort nach dem Wiegen zurück in eine sichere Umgebung. Heben Sie die Waage nicht an und klappen Sie die Waage nicht zusammen, wenn ein Baby darauf liegt. Haut und Finger könnten eingeklemmt werden. Lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung bevor Sie die Waage erstmals in Gebrauch nehmen.

EN Babies are moving quickly and could fall from the scale. An adult must be close enough to hold the baby to avoid injury. After weighing, bring the baby immediately back to a safe environment. Do not lift and fold the scale, when a baby is on it. Skin and fingers could be pinched. Read carefully the instructions before taking the scale into use for the first time.




FR Les bébés sont en mouvement sans cesse et peuvent facilement tomber de la balance. Pour éviter tout accident, la présence d'un adulte à côté du bébé est indispensable. Posez le bébé après le pesage à un endroit sûr. Ne soulevez et ne fermez jamais la balance lorsqu'un bébé se trouve dessus. Les doigts et la peau peuvent être coincés. Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première mise en service de la balance.

Soehnle Industrial Solutions GmbH

Gaildorfer Str. 6 | 71522 Backnang 🏠

www.soehnle-professional.com

☎ +49 7191 / 34 53 - 220

CE    2x AAA inbegriffen / included / includes

581.032.015
Made in China

Babywaage Easy Art.-Nr. 8320.01.001 	Batterie 2x AAA d= 10 g Max 15 kg Farbe/colour weiß/white
--	--